

11 de marzo de 2016

SE DETECTAN ENVASES FALSIFICADOS DE TIRAS REACTIVAS "FREE STYLE OPTIUM"

La ANMAT informa a la población que ha tomado conocimiento, por parte de la firma Abbott Laboratories Argentina S.A., de la existencia en el mercado de envases secundarios falsificados de un lote del siguiente producto:

Unidades de tiras de prueba de glucosa en sangre **"FREE STYLE OPTIUM"**, Lote **45001 65288**, vencimiento **2016/09/30**, presentación por 50 tiras.

Las unidades falsificadas contienen en su interior tiras de prueba de glucosa que corresponden a la presentación de uso institucional (**FREE STYLE OPTIUM H**). Es importante destacar que las tiras reactivas de la presentación institucional no son compatibles ni intercambiables con las tiras de la presentación de uso personal, ya que se obtendrían resultados no confiables o erróneos.

Por lo expuesto, la ANMAT recomienda a la población que se abstenga de adquirir y/o utilizar unidades correspondientes al lote descrito.

Se adjuntan a continuación fotografías con las diferencias observables.

CARACTERÍSTICAS DE LAS UNIDADES DETECTADAS

Parte frontal del envase secundario



Parte inferior del envase secundario

Vencimiento
año/mes/día
separados por
barras
invertidas



Vencimiento
año-mes-día
separados por
guiones

FALSO

ORIGINAL