

LABORATORIO DE REFERENCIA DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

ENVÍO DE MUESTRAS :

1. Enviar **suero límpido** (no sangre). No se recibirán muestras hemolizadas o latescentes. Volumen de suero mínimo requerido 0.5 ml.
2. La muestra debe colocarse en tubos nuevos, perfectamente cerrados e identificados. (recipiente primario)
3. Colocar el tubo con la muestra en un segundo recipiente de paredes rígidas (recipiente secundario), también perfectamente cerrado.
4. Enviar las muestras en recipientes refrigerados y teniendo en cuenta las condiciones de bioseguridad (recordar que es material infeccioso).
5. **Identificación del tubo:** No se procesarán los tubos que no estén rotulados con el nombre o código completo, según corresponda y número de muestra (1°, 2°).
6. **Ficha de derivación:** Las muestras deben acompañarse siempre de la respectiva ficha de derivación, con todos los datos solicitados. El recipiente secundario sólo debe contener las muestras, las notas de derivación deberán colocarse por fuera de dicho recipiente. No se procesarán las muestras que no vengan acompañadas con la ficha correspondiente. No olvidar identificación de bioquímico responsable.
7. Destino del envío:

Laboratorio de Referencia de Enfermedades Transmisibles
Centro de Medicina Preventiva “DR. EMILIO CONI”
Godoy Cruz 187- Ciudad – Tel/Fax: 0261-4201662
Mendoza (CP.: 5500)